

Scarban®

ELASTIC 10×15 cm

SILIKÓNOVÁ NÁPLAŠŤ NA JAZVY

Scarban Elastic je najlepšou voľbou, ak potrebujete najintenzívnejšiu silikónovú terapiu jaziev. Táto náplast má extra hrubú silikónovú vrstvu pre optimálnu hydratáciu zjazveného tkaniva.

Indikácie:

- staré aj nové jazvy
- liečba a prevencia abnormálnych jaziev (hypertrofických a keloidných)
- liečba popálenín
- liečba chirurgických jaziev
- liečba pretrvávajúcich funkčných ťažkostí spôsobených jazvou (pretrvávajúce začervenanie, pnutie jazvy, svrbenie, obmedzenie pohybu kĺbov, nepohodlie a kozmetické problémy).

Vlastnosti:

- Intenzívna terapia – vysoko účinná
- Redukuje bolesť a svrbenie
- Vysoká úroveň UV ochrany
- Pre malé aj veľké plochy pokožky
- Možnosť strihania podľa potreby
- Umývateľná, špeciálne čistiace mydlo v balení
- K dispozícii v rôznych veľkostiach
- Pre všetky typy pleti a pre všetky vekové kategórie
- Použitie pod oblečením a pri kompresnej terapii

Silikónovú náplast Scarban Elastic použite po úplnom uzavretí rany (po odstránení stehov a zmiznutí všetkých chrást).

Používajte minimálne 12 až 23 hodín denne.



Každé balenie obsahuje jednu alebo viac silikónových náplastí. Pri správnom používaní a starostlivosti (podľa návodu na použitie) vystačí každé balenie Scarban Elastic na približne 4 až 8 týždňov liečby.

Hypertrofická jazva v dôsledku zápalu po operácii

Žena 35-ročná, abdominálna chirurgia. Po uzavretí rany aplikovaná silikónová náplast Scarban

